

VITA

Digital Dentures: Your Next Level

Distributed by



METAUXPRECIEUX
Dental GmbH

VITA VIONIC® SOLUTIONS

Machen Sie den nächsten Schritt:
Wir begleiten Sie auf dem Weg der digitalen
Prothese – mit Top-Qualität, -Ästhetik und
einem Mehr an Effizienz und Flexibilität.



Totalprothetik.

Ihr Workflow mit VITA VIONIC VIGO®



VITA VIONIC® VIGO

Der Spezialist für digitale Totalprothetik

Ästhetik

- Dreidimensionale Farbschichtung und lebendige Formen

Materialqualität

- Premiumzahn mit überzeugenden Materialeigenschaften

Prozesssicherheit

- Für den digitalen Workflow perfektioniertes Zahndesign
- Mehr Produktivität durch einen zeitsparenden Arbeitsablauf

CAD Prozess

Try-In drucken
oder fräsen

Definitive Prothesenbasis
fertigen

1

VITA VIONIC® DIGITAL VIGO
Prothesenzahndatenbank



2

VITA VIONIC® WAX



3

VITA VIONIC® BASE DISC HI



Teil- und Totalprothetik.

Ihr Workflow mit VITA VIONIC® DENT DISC multiColor



VITA VIONIC® DENT DISC multiColor
Komposit-Fräsröhrlinge für Zahnelemente in der definitiven Teil- und Totalprothetik

Materialqualität

- Abrasionsstabil für langlebige Prothesenzähne

Ästhetik

- Integrierter Farbverlauf für mehr Natürlichkeit
- Gute Polierbarkeit

Flexibilität

- Einfache, sichere Verarbeitung
- Kompatibel mit den gängigen Fräs-Systemen

Zahnelemente
herstellen

Zähne in der Basis
befestigen

Individualisieren

4

VITA VIONIC® DENT DISC
multiColor



5

VITA VIONIC® BOND



6


VITAVM®LC flow-
VITA AKZENT® LC





Geprüfte Qualität

Verschleißvolumen*



* Quelle: UKR Universitätsklinikum Regensburg, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Report Nr. 2302_02, 4/2023




Das Fräsen ist derzeit die beste Methode zur Herstellung von digitalem Zahnersatz. Mit VITA VIONIC DENT DISC multiColor ist die Ästhetik großartig. Der Übergang der farbigen Schichten ist so fließend. Jetzt ist es möglich, hochwertigen und ästhetisch gefrästen Zahnersatz herzustellen, der analogen Prothesen in nichts nachsteht.

Eelco van Wort
Dental Design Centrum, Niederlande



Integrierter Farbverlauf

Die VITA VIONIC DENT DISC multiColor bildet durch den Farbverlauf über 4 chromatische Intensitätsstufen den natürliche Zahn nach. Die überzeugende Ästhetik kommt dank der guten Polierbarkeit sofort zur Geltung.



Charakterisierung mit
VITA AKZENT® LC



Digitale Lösungen in VITA Qualität.



VITA VIONIC® WAX Zur Herstellung von Einproben

Farben: white / pink
Geometrien: Ø 98,4 mm/H 30 mm



VITA VIONIC® BASE DISC HI Zur Herstellung von Prothesenbasen

Farben: classic pink / classic pink translucent / soft pink
Geometrien: Ø 98,5 mm/H 30 mm



VITA VIONIC VIGO® Präfabrizierte Prothesenzähne

Farben: VITA classical A1–D4®: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
Bleach-Farbe: 0M1
Geometrien: 8 x OK-Frontzahnformen, 4 x UK-Frontzahnformen,
4 x OK- und UK-Seitenzahnformen



VITA VIONIC® DENT DISC multiColor Zur Herstellung von Prothesenzähnen

Farben: VITA classical A1–D4®: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
Bleach-Farbe: 0M1
Geometrien: Ø 98,4 mm/H 20 mm



VITA VIONIC® BOND Befestigung

Darreichung: VITA VIONIC BOND I (Dose, 2ml)
VITA VIONIC BOND II (Flasche, 1ml)
Microbrush (3 Stk.)



VITAVM® LC flow Zum Verschließen von Interdentalräumen und zur Individualisierung

Farben: Unter anderem verfügbar in
5 Gingiva-Farben



VITA AKZENT® LC Charakterisierung

Empfohlene Varianten: white, cream, pink,
dark-red, blue, Glaze



Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Hotline Vertriebs-Support

Telefon: +49 711 69 330 4380

Fax: +49 711 69 330 431

8.00 bis 17.00 Uhr CET

support@m-p.dental

VITA

Technische Hotline

Telefon: +49 7761 562-222

Fax: +49 7761 562-446

8.00 bis 17.00 Uhr CET

info@vita-zahnfabrik.com



Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2023-08

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung

CE0124

VITA VIONIC VIGO®, **VITA VIONIC® DENT DISC multiColor**, **VITA VIONIC® BOND**, **VITAVM_oLC flow**, **VITA AKZENT® LC**

gebdi DENTAL-PRODUCTS GmbH ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und folgendes Produkt trägt die Kennzeichnung

CE

VITA VIONIC® WAX,

Dental Direkt GmbH ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und folgendes Produkt trägt die Kennzeichnung

CE0482

VITA VIONIC® BASE DISC HI

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.

Rx only 

Referenzen

UKR Universitätsklinikum Regensburg,
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik,
Report Nr. 2302_02, 4/2023



Weitere Informationen zu
VITA VIONIC SOLUTIONS
www.vita-zahnfabrik.com/vionic



VITA VIONIC SOLUTIONS Materialien ergänzen unseren Workflow perfekt. Die Qualität der digitalen Prothetik steht damit der analogen in nichts nach. Und von VITA bekommen wir nun alles aus einer Hand.

Lukas Wichnalek
HIGHFIELD.DESIGN – Zahntechnik Wichnalek, Deutschland

VITA VIONIC® SOLUTIONS

Vertrieb durch Metaux Precieux Dental GmbH

Lindenspürstraße 20
70176 Stuttgart
Germany

Phone: +49 711 69330 430
Hotline: +49 711 69330 431
E-Mail: info@m-p.dental
www.m-p.dental

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com