



elektra form

Gold, pures Gold

elektra form integriert sich nahtlos in die Herstellung von kombiniert, festsitzend/ herausnehmbaren Zahnersatz, stegretinierten Totalprothesen. elektra form führt zusammen mit anderen Metaux Precieux-Produkten wie z.B. MetaNova Zirkongelüsten oder Metaux Precieux Dentallegierungen zu optimalen Ergebnissen.

Vorteile

- Ästhetik auf höchstem Niveau
- hohe Biokompatibilität, Körperverträglichkeit
- glatte, hochglänzende Oberflächen
- warme, sattgelbe Farbe ist der ideale Farbuntergrund für die keramische Verblendung
- hohe Vickershärte HV 5 140
- keine Oxyde, somit keine Randverfärbungen und Zahnfleischirritationen
- gebrauchsfertige Bäder, integrierter Aktivator

Indikation

Inlays, Onlays, Einzelkronen, Verblockungen, Primärkronen, Sekundärkronen, Vergoldungen und Stegverbindungen



Geeignet für folgende Galvanogeräte

- Degudent Solaris®
- Trendgold Genius II®
- Heraeus Preciano CL-GF®
- Trendgold Genius piccolo®
- Heraeus Preciano IQ®
- Trendgold Genius perfekt®
- Metalor Scopeform easy®
- Wieland Micro®
- Schütz EL Form®
- Wieland Micro plus®
- Schütz EL Form S®

Packungseinheit 500 ml – 7,5 g Au pro 500 ml ausarbeitbar

Wünschen Sie weitere Informationen?